

## Fluxo para a realização do teste de Contagem de linfócitos T CD4+ rápido na unidade LACEN SERTÃO (3º Macrorregião)

No Brasil existem cerca de 50 laboratórios que realizam o exame de contagem de linfócitos T CD4+ rápido, este exame é considerado a principal ferramenta para o monitoramento da progressão da infecção e permite identificar o momento ideal para o início do tratamento ARV (antirretroviral) no indivíduo infectado pelo HIV possibilitando a adoção de terapias preventivas às infecções oportunistas e busca a efetividade do tratamento, além de ampliar o acesso ao teste CD4 pelos pacientes HIV/aids que residem em áreas de difícil acesso.

Esta metodologia foi implantada no LACEN Sertão, localizado no município de Patos-PB na **Rua Elias Asfora S/N, Jardim Guanabara (anexo à Maternidade Peregrino Filho)**, com o objetivo de ampliar e facilitar o acesso das pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHIV) que residem nos municípios da 3º macrorregião às metodologias laboratoriais de alta e média complexidade.

A requisição do exame deve atender aos critérios clínicos preconizados pelo Ministério da Saúde e o envio de amostras deve obedecer ao fluxo estabelecido nesta Nota Técnica, à saber:

1. Preenchimento da ficha BPA-I (Boletim de Produção Individualizado) com todos os dados do paciente, assinado e carimbado pelo médico solicitante, e enviado junto com a amostra;
2. É obrigatório o preenchimento de todos os dados requeridos acerca da Unidade de Saúde e do paciente. Os profissionais de saúde solicitantes (médico ou enfermeiro) precisam ser cadastrados no sistema. Por isso, devem constar no BPA-I, o nome completo legível, CPF e registro no conselho de classe. O resultado do exame será disponibilizado em até 48 horas ao profissional solicitante no link, <https://laudo.aids.gov.br/login> por meio de acesso individual com CPF e senha a ser cadastrada no primeiro acesso.
3. O sangue deve ser coletado em tubo com EDTA K2 ou K3 sem gel separador e encaminhado ao LACEN Sertão.
4. O **recebimento** de amostras biológicas na unidade **LACEN Sertão**, ocorrerá de **segunda à sexta feira das 07:30h às 16:30h** na recepção e triagem de amostras da unidade.

### CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO DE AMOSTRAS

- Amostra sem identificação;
- Amostra hemolisada, coagulada ou com microcoágulos;
- Amostras com volume insuficiente (< 2 ml);
- Amostra sem a requisição médica (ficha BPA-I)
- Ausência de assinatura do profissional solicitante na ficha BPA-I;
- Ficha BPA-I inadequada;
- Amostra com ficha BPA-I sem os preenchimentos dos dados obrigatórios (campos com asterisco).



**ALDENAIR TORRES**  
Diretora Técnica  
Matrícula 148.051-1



**HALINE BARROSO**  
Ger. Biologia Médica  
Matrícula 941.591-2